
## **TD - Partie 4**

### B. Les conditions de production du dioxygène par un végétal chlorophyllien

Pour mieux connaître le rôle des végétaux chlorophylliens, des élèves mesurent la quantité de dioxygène libéré dans l'eau grâce à un montage ExAO (Expérimentation Assistée par Ordinateur, voir Fiche 5, p. 215).

# Comment réaliser des mesures avec un système ExAO ?

- Placer le végétal chlorophyllien dans un récipient contenant de l'eau à température constante, le tout devant une fenêtre.
- Placer la sonde à dioxygène dans l'eau.
- Relier la sonde à l'interface numérique connectée à l'ordinateur et ouvrir le logiciel de mesure.
- Procéder de même avec un récipient sans végétal chlorophyllien.
- Suivre les instructions de paramétrage du logiciel.
- Choisir la durée de l'expérience, ici 24 heures, et démarrer l'expérience.
- À la fin de l'expérience, imprimer les résultats.



Doc. 4 Montage ExAO permettant de mesurer la concentration en dioxygène du milieu au cours du temps.

		jour —				nuit —			jour —	
heure		12 h	15 h	18 h	21 h	24 h	03 h	06 h	09 h	12 h
éclairement (en lux )		1 400	1 800	1 000	100	100	100	100	800	1 400
concentration en dioxygène (en mg/L)	avec végétal	2,5	2,7	3	2,7	2,3	2,1	2	2,2	2,5
	sans végétal	2,5	2,5	2,6	2,5	2,5	2,6	2,6	2,5	2,5

Doc. 5 Résultats de la mesure de la concentration en dioxygène dans les deux récipients.

- → 4. Expliquer pourquoi les mesures doivent être réalisées à température constante.
- → 5. Décrire les variations de la concentration en dioxygène dans l'eau.
- → 6. Préciser alors une condition nécessaire à la production du dioxygène par les végétaux chlorophylliens.

### Faire un bilan

Rédiger un texte court précisant les différentes façons de modifier la concentration en dioxygène dissous dans l'eau.

### **Vocabulaire**

### Végétal chlorophyllien:

végétal vert qui se caractérise par la présence de chlorophylle.

Lux : unité mesurant une quantité de lumière.

Partie A